

# KERN 313-02

# KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 50 g, Bouton, inox poli (OIML), dans une caisse en bois



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-301

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marque                | KERN         |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit     | OIML E2      |
| Famille de produits   | 313          |

## Système de mesure

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 mg - 50 g |
| Poid de contrôle OIML classe       | E2          |

## Forme de construction

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Forme poid           | Bouton                  |
| Dimensions (L×P×H)   | 152×152×66 mm           |
| Nombre de poids      | 20                      |
| Étui du jeu de poids | dans une caisse en bois |
| Matériau             | inox poli (OIML)        |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N)        | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 150×140×65 mm    |
| Poids net                    | 0,8 kg           |
| Mode de livraison            | Service de colis |
| Poids net env.               | 0,80 kg          |
| Poids brut env.              | 0,80 kg          |
| Poids d'expédition           | 0,8 kg           |

## Services

|   |         |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 952-301 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS              | 962-301 |