

KERN 313-020-100

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 50 g)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 50 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Materiaal	beuken

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,68 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Brutogewicht ca.	0,70 kg
Verzendgewicht	0,68 kg

Pictogrammen

STANDARD

