

KERN 313-020-600

KERN

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 mg - 50 g)



Kategorie

| | |
|------------------|---------------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Koffer & Etuis |
| Produktgruppe | Aluminiumgeschütztes Etui |

Messsystem

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Etui passend für OIML-Klassen | E1 - M1 |
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 1 mg - 50 g |
| Geeignete Bauform für Etui | Knopf/Kompakt |

Bauform

| | |
|---------------------|---------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 165×120×75 mm |
| Material | Aluminium |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 165×120×75 mm |
| Nettogewicht | 0,45 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,45 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,45 kg |
| Versandgewicht | 0,45 kg |

Piktogramme

STANDARD

