

KERN 313-024

KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 50 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-301

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-301

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 50 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Numero di pesi	20
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-301
--	---------