

KERN 313-024

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 50 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-301

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 50 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	20
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-301
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-301