

KERN 313-03

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-302

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-302

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Anzahl Gewichte	21
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-302
---	---------