

# KERN 313-030-600

**KERN**

Estuche protegida de aluminio para juegos de pesas (Botón/compacto, 1 mg - 100 g)



## Pictogramas

STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estuche protegida de aluminio

## Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M1
Caso adecuado para valores de peso nominal	1 mg - 100 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	165×125×75 mm
Material	aluminio

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×125×75 mm
Peso neto	0,45 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	0,45 kg