

# KERN 313-034

**KERN**

Kit di pesi, E2, 1 mg - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-302

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-302

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 100 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Numero di pesi	21
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	0,60 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-302
---	---------