

# KERN 313-034

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-302

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

## Categorie

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Merk             | KERN              |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep     | OIML E2           |
| Productfamilie   | 313               |

## Meetsysteem

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 mg - 100 g |
| Testgewicht OIML klasse       | E2           |

## Ontwerp

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Bouwworm gewicht      | Knop                             |
| Afmetingen (B×D×H)    | 250×210×75 mm                    |
| Aantal gewichten      | 21                               |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer          |
| Materiaal             | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

## Verpakking & verzending

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d           |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 250×210×75 mm |
| Nettogewicht                  | 0,6 kg        |
| Verzendmethode                | Pakketdienst  |
| Nettogewicht ca.              | 0,60 kg       |
| Brutogewicht ca.              | 0,60 kg       |
| Verzendgewicht                | 0,8 kg        |

## Diensten

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer voor<br>conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-302 |
| Artikelnummer voor DAkKS-<br>kalibratie                 | 962-302 |