

KERN 313-034

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 100 g, Botão, aço inox polido (OIML), num estojo plástico



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-302

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 100 g
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	21
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	0,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,8 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-302
Número do artigo para calibração DAkkS	962-302