

# KERN 313-036

# KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 100 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-302

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 100 g
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	165×125×75 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	165×125×75 mm
Poids net	0,65 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,65 kg
Poids brut env.	0,90 kg
Poids d'expédition	0,9 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-302
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-302