

KERN 313-036

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-302

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-302
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-302