

# KERN 313-036

# KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 100 g, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



1 DAY

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 100 g
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	165×125×75 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×125×75 mm
Peso líquido	0,65 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,9 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-302
Número do artigo para calibração DAkkS	962-302
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-302