

KERN 313-04

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-303

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-303

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Anzahl Gewichte	23
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	1,27 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,27 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-303
---	---------