

KERN 313-04

KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-303

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-303

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

Sistema di misura

OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2
Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 200 g

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	152×152×66 mm
Numero di pesi	23
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	152×152×66 mm
Peso netto	1,27 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,4 kg
Peso lordo ca.	1,4 kg
Peso di spedizione	1,27 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-303
--	---------