

KERN 313-040-600

KERN

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 200 g)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 200 g
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

Pictogrammen

STANDARD

