

KERN 313-044

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 200 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-303

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 200 g
Poid de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Nombre de poids	23
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net	0,94 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,95 kg
Poids brut env.	0,95 kg
Poids d'expédition	0,94 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-303
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-303