

KERN 313-046

KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-303

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 200 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	190×130×80 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	190×130×80 mm
Peso netto	0,9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,90 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,1 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-303
Numero di articolo per calibrazione DAkS	962-303