

# KERN 313-046

**KERN**

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 200 g, Botão, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 200 g
Peso de teste OIML classe	E2

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	190×130×80 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	190×130×80 mm
Peso líquido	0,9 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,90 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,1 kg

### Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-303
Número do artigo para calibração DAkkS	962-303
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-303