

KERN 313-05

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-304

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-304

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×180×110 mm
Anzahl Gewichte	24
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	3,19 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,2 kg
Versandgewicht	3,19 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-304
---	---------