

KERN 313-05

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-304

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×180×110 mm
Aantal gewichten	24
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	3,19 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	3,19 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-304
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-304