

KERN 313-050-400

KERN

Estojo de plástico para juegos de pesas (Botón/compacto, bis 500 g)



Categoría

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Maletas & Estuches |
| Grupo de producto | Estojo de plástico |

Sistema de medición

| | |
|--|----------------|
| Caso adecuado para las clases OIML | E1 - M3 |
| Caso adecuado para valores de peso nominal | bis 500 g |
| Diseño de peso adecuado para el caso | Botón/compacto |

Diseño

| | |
|---------------------|---------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 250×210×75 mm |
| Material | plásticos |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 250×210×75 mm |
| Peso neto | 0,35 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,35 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,35 kg |
| Peso de envío | 0,8 kg |

Pictogramas

STANDARD

