

# KERN 313-050-400

**KERN**

Astuccio di plastica per pesiere (Bottone/compact, bis 500 g)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Astuccio di plastica

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1 - M3
Caso adatto ai valori di peso nominale	bis 500 g
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (L×P×A)	250×210×75 mm
Materiale	plastica

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×210×75 mm
Peso netto	0,35 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY