

KERN 313-050-400

KERN

Kunststof etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, bis 500 g)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M3
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	bis 500 g
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Materiaal	kunststoffen

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,35 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Pictogrammen

STANDARD



1 DAY