

KERN 313-050-400

KERN

Estuche de plástico para conjuntos de pesos (Botão/compacto, bis 500 g)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estuche de plástico

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M3
Estojo adequado para valores de peso nominal	bis 500 g
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Material	plásticos

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	0,35 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envio	0,8 kg

Pictogramas

STANDARD



1 DAY