

KERN 313-050-600

KERN

Aluminiumgeschütztes Etui für Gewichtssätze (Knopf/Kompakt, 1 mg - 500 g)



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M1
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 500 g
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	210×140×98 mm
Material	Aluminium

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	210×140×98 mm
Nettogewicht	0,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,70 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg

Piktogramme

STANDARD

