

# KERN 313-050-600

**KERN**

Étui protégé en aluminium pour jeux de poids (Bouton/compact, 1 mg - 500 g)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 g
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	210×140×98 mm
Matériau	aluminium

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	210×140×98 mm
Poids net	0,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,70 kg
Poids brut env.	0,70 kg
Poids d'expédition	0,7 kg

## Pictogrammes

STANDARD

