

KERN 313-052-400

KERN

Estojo de plástico para juegos de pesas (Botón/compacto, bis 500 g)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Maletas & Estuches
Grupo de producto	Estojo de plástico

Sistema de medición

Caso adecuado para las clases OIML	E1 - M3
Caso adecuado para valores de peso nominal	bis 500 g
Diseño de peso adecuado para el caso	Botón/compacto

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	250×210×75 mm
Material	plásticos

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	250×210×75 mm
Peso neto	0,412 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,45 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	0,8 kg

Pictogramas

STANDARD

