

# KERN 313-054

**KERN**

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-304

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-304

## Piktogramme

## STANDARD



### Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | OIML E2      |
| Produktfamilie   | 313          |

### Messsystem

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 500 g |
| OIML-konform           | ✓            |
| Gewicht OIML-Klasse    | E2           |

### Bauform

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht         | Knopf                    |
| Abmessungen (B×T×H)     | 250×210×75 mm            |
| Anzahl Gewichte         | 24                       |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoffkoffer      |
| Material                | Edelstahl poliert (OIML) |

### Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 250×210×75 mm |
| Nettogewicht                   | 1,44 kg       |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 1,6 kg        |
| Bruttogewicht ca.              | 1,6 kg        |
| Versandgewicht                 | 1,44 kg       |

### Dienstleistungen

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-304 |
|---|---------|