

# KERN 313-054

**KERN**

Jeu de poids, E2, 1 mg - 500 g, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-304

Pictogrammes

STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 g
Poid de contrôle OIML classe	E2

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	250×210×75 mm
Nombre de poids	24
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox poli (OIML)

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	250×210×75 mm
Poids net	1,44 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,6 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	1,44 kg

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-304
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-304