

KERN 313-054

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 500 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-304

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	24
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	1,44 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,44 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-304
Artikelnummer voor DAkkS- kalibratie	962-304