

# KERN 313-056

# KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-304

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	210×140×98 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	210×140×98 mm
Peso netto	1,6 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,6 kg
Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-304
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-304