

# KERN 313-06

# KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione  
DAkKS 962-305

Numero di articolo per  
scostamento positivo garantito 921-305

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 1 kg
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	230×180×110 mm
Numero di pesi	25
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×180×110 mm
Peso netto	4,21 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,4 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	4,21 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-305
--	---------