

# KERN 313-06

# KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 1 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor  
gegarandeerde plus-afwijking 921-305

Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×180×110 mm
Aantal gewichten	25
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×110 mm
Nettogewicht	4,21 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	4,4 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,21 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-305
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-305