

# KERN 313-060-100

**KERN**

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 mg - 1 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2+F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 1 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (L×P×A)	230×180×110 mm
Materiale	faggio

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	230×180×110 mm
Peso netto	2,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,2 kg
Peso lordo ca.	2,6 kg
Peso di spedizione	2,5 kg

## Pittogrammi

STANDARD

