

KERN 313-060-600

KERN

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 1 kg)



Categorie

| | |
|------------------|--------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Koffers & Euis |
| Productgroep | Aluminium beschermd etui |

Meetsysteem

| | |
|--|------------------------------|
| Geval geschikt voor OIML-klassen | E1 - M1 |
| Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden | 1 mg - 1 kg |
| Geschikt gewichtsonwerp voor koffer | Knopvormig/ compactvormig |

Ontwerp

| | |
|--------------------|----------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 230×140×110 mm |
| Materiaal | aluminium |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 230×140×110 mm |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,80 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,80 kg |
| Verzendgewicht | 0,8 kg |

Pictogrammen

STANDARD

