

KERN 313-060-600

KERN

Estojo protegido por alumínio para conjuntos de pesos (Botão/compacto, 1 mg - 1 kg)



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo protegido por alumínio

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1 - M1
Estojo adequado para valores de peso nominal	1 mg - 1 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	230×140×110 mm
Material	alumínio

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×110 mm
Peso líquido	0,8 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,80 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envio	0,8 kg