

KERN 313-064

KERN

Jeu de poids, E2, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli (OIML), dans un étui en plastique



Numéro d'article pour écart positif garanti 921-305

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E2
Famille de produits	313

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	E2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Nombre de poids	25
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	3,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	3,8 kg
Poids brut env.	3,8 kg
Poids d'expédition	4 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-305
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-305