

# KERN 313-064

**KERN**

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 1 kg, Botão, aço inox polido (OIML), num estojo plástico



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-305

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 1 kg
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	350×320×180 mm
Número de pesos	25
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	350×320×180 mm
Peso líquido	3,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	3,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envio	4 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-305
Número do artigo para calibração DAkkS	962-305