

# KERN 313-066

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-305

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-305
Artikelnummer für DAkkS- Kalibrierung	962-305