

KERN 313-066

KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-305

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | OIML E2 |
| Famiglia di prodotti | 313 |

Sistema di misura

| | |
|--|-------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 1 mg - 1 kg |
| Peso di calibrazione OIML classe | E2 |

Design

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Struttura peso | Pulsante |
| Dimensioni (L×P×A) | 230×140×110 mm |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di alluminio |
| Materiale | acciaio inossidabile lucidato (OIML) |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 230×140×110 mm |
| Peso netto | 2,7 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 2,8 kg |
| Peso lordo ca. | 3,6 kg |
| Peso di spedizione | 3,5 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) | 952-305 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkks | 962-305 |