

# KERN 313-07

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-306

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-306

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	305×190×140 mm
Anzahl Gewichte	27
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×190×140 mm
Nettogewicht	9,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,01 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-306
---	---------