

# KERN 313-07

# KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una cassa di legno



Numero di articolo per calibrazione DAKKS 962-306

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-306

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	305×190×140 mm
Numero di pesi	27
Astuccio del set di pesi	in una cassa di legno
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	305×190×140 mm
Peso netto	9,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	10 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	9,01 kg

## Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-306
--	---------