

# KERN 313-07

**KERN**

Conjunto de pesos, E2, 1 mg - 2 kg, Botão, aço inox polido (OIML), numa caixa de madeira



Número do artigo para desvio Plus garantido 921-306

Pictogramas

STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	313

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 2 kg
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	305×190×140 mm
Número de pesos	27
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	305×190×140 mm
Peso líquido	9,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	9,01 kg

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-306
Número do artigo para calibração DAkkS	962-306