

# KERN 313-070-100

**KERN**

Cofanetto in legno per pesiere (Bottone/compact, 1 mg - 2 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	E1+E2+F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 mg - 2 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (L×P×A)	305×190×140 mm
Materiale	faggio

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	305×190×140 mm
Peso netto	2,9 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,0 kg
Peso lordo ca.	3,6 kg
Peso di spedizione	3,5 kg

## Pittogrammi

STANDARD

