

KERN 313-070-600

KERN

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 2 kg)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M1
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 2 kg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	1,25 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,4 kg

Pictogrammen

STANDARD

