

KERN 313-074

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-306

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-306

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	313

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	27
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	7,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,69 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-306
---	---------