

KERN 313-074

KERN

Kit di pesi, E2, 1 mg - 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in una custodia di plastica



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione) 952-306

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-306

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-306

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	313

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	350×320×180 mm
Numero di pesi	27
Astuccio del set di pesi	in una custodia di plastica
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	350×320×180 mm
Peso netto	7,69 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	8 kg
Peso lordo ca.	8 kg
Peso di spedizione	7,69 kg