

KERN 313-08

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-307

Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-307

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML E2 |
| Produktfamilie | 313 |

Messsystem

| | |
|------------------------|-------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 5 kg |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E2 |

Bauform

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (B×T×H) | 420×200×200 mm |
| Anzahl Gewichte | 28 |
| Etui des Gewichtssatzes | im Holzetui |
| Material | Edelstahl poliert (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 420×200×200 mm |
| Nettogewicht | 17,81 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 18 kg |
| Bruttogewicht ca. | 18 kg |
| Versandgewicht | 17,81 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-307 |
|---|---------|