

KERN 313-08

KERN

Gewichtenset, E2, 1 mg - 5 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een houten kist



Artikelnummer voor
gegarandeerde plus-afwijking 921-307

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	313

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 5 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	420×200×200 mm
Aantal gewichten	28
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×200×200 mm
Nettogewicht	17,81 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,81 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-307
Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie	962-307